



# COLLARIN SEMIRIGIDO AJUSTABLE CC2300 ORLIMAN TALLA

Collarín cervical semirígido de polietileno ajustable.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8594

**Precio:** €15.90

**Categorías:** [ORTESIS CUELLO Y CABEZA](#)

## Descripción

Fabricado en dos piezas de polietileno superpuestas regulable en altura mediante el velcro de unión, se encuentra almohadillado en sus bordes superior e inferior, forrado de polipiel, y con sistema de cierre posterior mediante velcro. Efectos: Descarga parcial de la cabeza, limitación de la movilidad en flexión, rotación y lateralización, como método de reposo y alivio del dolor. Sujeto a prescripción médica