



ELECTROESTIMULADOR COMPEX FIT 1.0 2533116 DJO

Electroestimulador compex fit 1.0. 10 programas en total, para el para ella. Incluye programas de tonificación / musculación y de alivio de dolor y masaje.

[Saber Más](#)

Referencia: 404

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)

Descripción

Posibilidad de organizar una sesión con un fisioterapeuta especializado para que puedas sacar el máximo provecho a tu compex fit 1.0 Para obtener un rendimiento óptimo del compex fit 1.0, al comprarlo, ofrecemos una sesión formativa gratuita en nuestro local con un fisioterapeuta especializado. Así, podrá conocer la mejor forma de colocar los electrodos, las posturas y movimientos para mejorar la eficacia de los programas y algunos trucos para sacar el máximo provecho al compex fit 1.0. Está sesión se realizará en horas concertadas. Programas: El: Reafirmar brazos • Desarrollar bíceps • Aumentar pectoral • Tonificar muslos Ella: Reafirmar brazos • Tonificar muslos • Reafirmar abdomen • Esculpir glúteos Wellness / bienestar y dolor: Anti-dolor TENS • Masaje relajante. Características: TECNOLOGÍA Con cables MUSCLE INTELLIGENCE No CONEXIÓN A INTERNET No CARGA DE OBJETIVOS No HISTÓRICO DE UTILIZACIÓN No CATEGORÍA DE PROGRAMAS Fitness, Anti-dolor, RECUPERACIÓN-MASAJE NÚMERO DE PROGRAMAS 10 NÚMERO DE CANALES 4 PANTALLA A color POTENCIA 120 mA, 400 us, 150 Hz SUMINISTRO DE ENERGÍA Batería recargable en menos de 4h30 Contenido de Set: Estimulador Set de 4 cables Snap Cargador Clip de cinturón 2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm 2 bolsas de electrodos Snap 5x5 cm Bolsa de transporte Manual de instrucciones