

# CONCHON VISCOELASTICO PREVENTIVO ULCERAS SANITIFOAM T30 B VARIAS MEDIDAS

Colchón viscoelástico antiescaras para pacientes con riesgo moderado de formación de escaras o úlceras de presión. Para pacientes de entre 30 y 130 kg.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2304

**Precio:** Desde: €335.00

**Categorías:** [COLCHONES](#)



## Descripción

SANITIFOAM T30 es una Superficie Especial para el Manejo de la Presión con un diseño de plataformas en forma de T distribuidas por todo el núcleo de 13 cm del colchón que gracias a su vaciado se mueven repartiendo el peso del paciente de manera equilibrada. La parte superior de espuma viscoelástica consigue total adaptación a la forma del cuerpo repartiendo el peso en una mayor superficie y disminuyendo así las presiones ejercidas sobre la piel, previniendo la aparición de úlceras por presión. Incluye funda transpirable e impermeable de poliuretano. dos medidas disponibles: 190 x 80 x 17 cm 190 x 90 x 17 cm