



# CONOS ELEVACION AJUSTABLES MULTI RAISER AD586

Los conos de elevación Multi Raiser están pensados para elevar casi cualquier mueble, ya sean sillas, butacas, sofás o camas. Adaptable a muebles con ruedas, con patas o sin ellas utilizando los adaptadores adhesivos incluidos.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8150

**Precio:** €72.00

**Categorías:** [OTRAS AYUDAS PARA EL HOGAR](#)

## Descripción

Los conos de elevación Multi Raiser están pensados para facilitar la incorporación o la movilización de pacientes con movilidad reducida. Posibilidad de utilizarlo en todo tipo de muebles, ya tengas patas, ruedas o sin nada de ello. Se suministra cuatro elevadores que soportan hasta 700kg. Con un simple giro se pueden graduar en distintas alturas desde 3,8 cm hasta 10 cm lo que les da una gran versatilidad. Con este modelo graduable también se pueden crear planos inclinados para retorno venoso, reflujo gastroesofágico...