

# CORSÉ MARCO DE JEWETT J002A/O/T/D

Corsé tipo marco de hiperextensión de Jewett habitualmente usado tras fracturas vertebrales. Su uso requiere adaptación personalizada y prescripción por parte de un especialista. Puede estar financiado a través de receta PAO de ortopedia.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4827

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ORTESIS DE TRONCO](#)

## Descripción

Ortesis que requiere prescripción y adaptación. No se suministra en línea. Recomendamos contactar con nosotros para verificar stock y concertar cita para su correcta colocación. Marco de hiperextensión con 3 puntos de apoyo: suprapúbico, dorsolumbar y esternal; Estructura de aluminio de aleación ligera gracias a los materiales utilizados (industria aeronáutica), con un diseño más estético y actualizado; incorpora un novedoso sistema de apoyo pectoral tridimensional que trabaja con un movimiento de 3 ejes gracias a sus dispositivos pectorales basculantes, los cuales permiten una perfecta adaptación al pecho, consiguiendo una amplitud elástica total. Este nuevo apoyo, más cómodo, mejora significativamente la adaptación del producto al cuerpo del paciente, minimizando impactos dolorosos que, pueden influir en el uso de la ortesis para el tratamiento prescrito. El apoyo pélvico basculante permite una sedestación más cómoda y puede fijarse en un ángulo específico. Su sistema de cierre es muy seguro, rápido y fácil de utilizar. Todas las protecciones superiores están confeccionadas en tejido foamizado, termoconformado para un mayor confort y permiten retirarse cómodamente gracias a su sistema de fijación en microgancho.