



# CUBRE COJIN ANTIDESLIZANTE ONE WAY H8870

El cubre cojín ONE WAY consiste en una funda tubular que resbala en una dirección y no en la opuesta, permitiendo a la persona mantenerse erguida y con una buena postura. Evita deslizamientos de los pacientes que están sentados mucho tiempo.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6620

**Precio:** €79.00

**Categorías:** [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

## Descripción

El cubre cojín ONE WAY es una buena alternativa a los cinturones perineales ya que realizan la misma función sin necesidad de estar sujetos a la silla de ruedas. Su diseño evita los deslizamientos de los pacientes que permanecen sentados durante largos periodos de tiempo. También se puede utilizar en la silla de ruedas, en la cama o incluso en el asiento del coche. Las medidas de la funda son de 36 cm x 43 cm.