



# ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA REHAB 4 CANALES

Electroestimulador chattanooga rehab. Equipo profesional específicamente diseñado para rehabilitación con lo mejores programas de cefar y compeX.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4395

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)

## Descripción

Electroestimulador rehabilitador profesional con programas ems (recuperación muscular) y tens (dolor). Fácil de usar. En caso de comprarlo en nuestro local, podemos organizar una sesión formativa con un fisioterapeuta especializado para obtener el máximo rendimiento de este electroestimulador. Tecnología avanzada: Mi-Ready (preparado para funcionar con sistema mi ready (cable mi ready no incluido) 4 funciones: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 2+2 Posibilidad de escoger programas diferentes en canales 1-2 y 3-4, pudiendo tratar a la vez dos zonas diferentes, combinar dos tratamientos diferentes en una sola zona o tratar a dos pacientes a la vez. Saltar: permite cambiar de fase de programa si es necesario. Lápiz punto motor incluido: Permite localizar el punto de localización óptimo de los electrodos. Guía de uso avanzada: Consejos sobre características concretas de cada programa, recomendaciones de uso... TIPO DE ONDA Simétrica bifásica, compensada al 100% Programas Disponibles (35) Rehabilitación: Diversos programas para tratar y prevenir atrofiAs musculares y lesiones. Alivio del dolor: la categoría Antidolor contiene programas para el tratamiento del dolor, tanto nociocectivo como neurogénico. Vascular: Programas para insuficiencia venosa, calambres, piernas pesadas... Forma física: Programas para ganar resistencia y fuerza muscular. Contenido del chattanooga rehab: Estimulador REHAB 400 Manual REHAB 400 Multilingüe Guía práctica familia CC - Multilingüe Gel conductor CompeX 250g 1 lápiz motor (ayuda a colocar mejor los electrodos para obtener el mejor rendimiento). Electrodos Durastick Bolsa de transporte Cargador 9V-1.4A-EU Pack de batería de alta energía Especificaciones Técnicas Programable: no Número de Canales: 4 Número de Programas: 35 Número de programas preprogramados, programas únicos, incluidos los niveles: 41 Amplitud Máxima: 120 mA Intensidad: ajuste manual (unidades de energía 0-999) Incrementos de Intensidad: Mínimo 0.5 mA Impulso Duración/Anchura: 30-400 msec Frecuencia: 1 - 150 Hz La fuente de energía: NiMH, Nickel metal hybride 4.8V, 2000 mAh- Dimensiones (LxAxAl): 138 x 95 x 33 mm Peso: 300-325g, incl. batería