

# ELEVADOR HIDRAULICO UPEASY PLUS 90 - 154 KG

Cojín incorporador. Mediante sistema hidráulico, facilita la incorporación desde butacas o sillones. Además dispone de un diseño anatómico confortable.



[Saber Más](#)

**Referencia:** 4326

**Precio:** €189.95

**Categorías:** [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

## Descripción

Elevador diseñado para ayudar a la incorporación a personas de entre 90 y 154 kg. El UPEASY es un cojín ligero que le ayuda a ponerse de pie. La elevación se consigue mediante un cilindro neumático central, capaz de levantar hasta un 80% del peso corporal. El relleno es de espuma de poliuretano. - Fácil de transportar, rápido y sencillo de instalar. - El UPEASY dispone de una funda ignífuga desmontable. - Sin la necesidad de baterías, herramientas o equipos adicionales. - Disponible en azul marino.