

ELEVADOR HIDRAULICO UPEASY PLUS 90 - 154 KG



Cojín incorporador. Mediante sistema hidráulico, facilita la incorporación desde butacas o sillones. Además dispone de un diseño anatómico confortable.

[Saber Más](#)

Referencia: 4326

Precio: €189.95

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

Elevador diseñado para ayudar a la incorporación a personas de entre 90 y 154 kg. El UPEASY es un cojín ligero que le ayuda a ponerse de pie. La elevación se consigue mediante un cilindro neumático central, capaz de levantar hasta un 80% del peso corporal. El relleno es de espuma de poliuretano. - Fácil de transportar, rápido y sencillo de instalar. - El UPEASY dispone de una funda ignífuga desmontable. - Sin la necesidad de baterías, herramientas o equipos adicionales. - Disponible en azul marino.