



# ELEVADOR WC CON REPOSABRAZOS ABATIBLES GRADUABLE AD510 8CM / 12CM /15 CM

Elevador WC con reposabrazos abatibles de tres niveles (8, 12 o 15 cm). Facilita la entrada y salida del WC, así como las transferencias laterales. Muy fácil de ajustar.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2104

**Precio:** €85.90

**Categorías:** [ELEVADORES Y COMPLEMENTOS WC](#)

## Descripción

Este es el elevador más versátil y seguro del mercado. Para adaptarlo apropiadamente a cada usuario se puede ajustar a 3 diferentes alturas: 8, 12 y 15 cm. y además se puede regular en inclinación. Proporciona la máxima seguridad ya que va montado directamente (sin necesidad de herramientas) en los orificios que tienen las tazas del inodoro. Diseño ergonómico y funcional sin rincones que retengan la suciedad y fabricado sólo con materiales inoxidables y de la mejor calidad: aluminio, acero inoxidable y plástico ABS. Además incorpora unos reposabrazos abatibles para aquellos casos en que es necesario un apoyo adicional.