



# ETAC TURNER DISCO GIRATORIO CON SOPORTE Y APOYO DE RODILLAS 16090104

Disco giratorio con soporte ETAC TURNER. Permite la transferencia de forma fácil y segura de silla a silla o de cama a silla. Confortable y seguro. Muy apropiado para residencias o para transferencia habituales.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2527

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

## Descripción

Disco giratorio con soporte Etac Turner Referencia: 16090104 Disco giratorio con soporte y apoyo de rodillas para agarrarse y ayudar a levantar de la silla, realizando la transferencia a otro asiento sin esfuerzo. Ofrece seguridad tanto para el usuario como para el cuidador. La transferencia de personas de un lugar a otro provoca una sensación de inseguridad e inestabilidad en el usuario, haciendo que el cuidador adopte una postura incorrecta que el uso del Turner evita, reduciendo así el riesgo de caídas y ayudando a que el cuidador trabaje de una manera ergonómicamente correcta. Recomendado para personas que puedan soportar adecuadamente su peso y mantenerse de pie con apoyo. Material: Tubo de acero con pintura en polvo. La altura del asa y el refuerzo de las rodillas se pueden ajustar. Las ruedecillas se deslizan fácilmente en cualquier superficie y hacen que el Turner sea fácil de desplazar cuando no se utilice. Se pliega mediante una función de desmontaje abatible que permite su fácil guardado y transporte. Características técnicas: Peso 15,8 kg. Dimensiones: Altura asa: 78 - 125 cm Diámetro reposapiés: 41 cm Peso máximo usuario: 150 kg.