



FAJA SACROLUMBAR LUMBITRON ELITE LTG285 ORLIMAN

Faja sacrolumbar orliman lt 285 lumbitron elite. Evolución mejorada de la clásica lt 280, más confortable y duradera. Financiable a través de receta ortopedia PAO. Este artículo requiere adaptación y debe ser ajustado por personal cualificado.

[Saber Más](#)

Referencia: 179

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE TRONCO](#)

Descripción

Ortesis que requiere prescripción y adaptación. No se suministra en línea. Recomendamos contactar con nosotros para verificar stock y concertar cita para su correcta colocación. Fabricada en material transpirable multibanda, el cual nos proporciona una compresión uniforme al estar confeccionada con una técnica de costuras sin hilos, evitando los rozamientos molestos y la pérdida de compresión sobre la superficie del paciente. Reforzada en la zona lumbar mediante 4 ballenas de acero flexible, preformadas y adaptables. En su cara anterior incluye 2 ballenas flexibles para una mayor consistencia y sujeción abdominal. En su cara interior incorpora, almohadilla lumbar de foam que proporciona calor a la zona, dando un efecto "térmico", a la vez que produce una compresión selectiva en la zona lumbar. Altura trasera: 21 cm Tallas: 1. 63-75 2. 75-83 3. 83-91 4. 91-99 5. 99-107 6. 107-115 7. 115-123