



# FASCIA NEOPRENO SUJECCION BOLSA TERMOTERAPIA

Banda elástica de neopreno que se fija con velcro y con un bolsillo interior para bolsa de gel de frío o calor. Permite mantener la bolsa en la posición deseada mientras el neopreno actúa de aislante térmico para mantener la temperatura.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 5507

**Precio:** €17.50

**Categorías:** [TERMOTERAPIA](#)

## Descripción

Funda ligeramente elástica fabricada en neopreno de alta calidad para colocar las compresas de frío-calor en su bolsa interior y aplicar sobre la zona deseada. De esta forma se consigue realizar la terapia de forma más cómoda (ya que las compresas de frío-calor quedan sujetas sin ningún accesorio adicional) y más eficiente (el neopreno optimiza el efecto térmico tanto de frío como de calor). Además la bolsa interior de algodón proporciona una barrera para evitar el contacto directo de la bolsa excesivamente fría o caliente con la piel. Al ser ligeramente elástica permite aplicar cierto nivel de presión si se considera necesario. - Medidas: 75x19 cm. - Contenido: 1 Fascia (No incluye la compresa de frío-calor)