



FREEWHEEL RUEDA TODO TERRENO PARA SILLA DE RUEDAS ACTIVA

Pequeña rueda adicional para silla de ruedas. Se coloca anclada al reposapiés de la silla y permite el uso en terrenos irregulares. Muy compacta, puede guardarse en el respaldo de la silla.

[Saber Más](#)

Referencia: 2795

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS](#)

Descripción

Pequeña rueda adicional para silla de ruedas. Se coloca anclada al reposapiés de la silla y permite el uso en terrenos irregulares. Muy compacta, puede guardarse en el respaldo de la silla.