



# GRUA DE BIPEDESTACION CON PATAS DE APERTURA REGULABLE ISA COMPACT CON ARNES INCLUIDO

Grúa de bipedestación Isa Compact de Invacare. Ideal para realizar las transferencias de los pacientes con poco esfuerzo y con máxima seguridad. De fácil manejo y con posibilidad de regular la apertura de las patas para utilizarla en espacios complicados.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 7521

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

## Descripción

Grúa de bipedestación y traslado diseñada para uso domiciliario o profesional. De fácil manejo y muy versátil ya que se le puede graduar la apertura de las patas de forma manual si fuese necesario para utilizarla en sitios complicados. Patas con ruedas traseras dotadas de frenos para mayor seguridad. Permite la higiene y el cambio de pañales, sin olvidar la facilidad de realizar transferencias de la cama a la silla o al WC. Es posible realizar las transferencias en posición sentado en caso de pacientes con menos tono muscular o con menos estabilidad. La elevación del paciente se realiza desde las lumbares, evitando la presión en las axilas. Incluido arnés de transferencia. CARACTERISTICAS: - Incluye arnés - Peso máximo del usuario: 140 kg - Ancho tota de la base: 53 cm - Ancho con las patas derradas: 40 cm - Ancho con las patas abiertas: 74 cm - Longitud de la base: 93 cm - Alto tota (brazo corto/ extendido): 1,65 m/ 1,80 m - Rango de elevación (brazo corto/extendido): 50,5 cm/67,5 cm - Radio de giro: 1,060 m - Distancia de la platadorma al suelo: 0,35 cm - Altura de la pata: 0,110 cm . Velocidad de elevación: 46 mm/s - Ciclo de elevaciones por carga: 82 (con la bateria cargada del 100% al 50%) - Peso total del producto: 43 kg