



# GRUA DE BIPEDESTACION Y ELEVACION 2 EN UNO DUO AD913

Grúa elevadora y de bipedestación 2 en uno duo. Puede transformarse de grúa de bipedestación a grúa de elevación.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6444

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

## Descripción

Grúa levantapersonas que puede adaptarse a la evolución del paciente. El kit incluye: grúa de bipedestación con arnés accesorios necesarios para conversión en grúa de elevación. no incluye: arnés de elevación ni cincha para pies de grúa de bipedestación. Diseñada para facilitar la incorporación o elevación del paciente desde cualquier tipo de asiento, silla, cama, bañera. Podemos convertir la grúa electrónica convencional en una grúa bipedestación cambia pañales, y todo sin necesidad de herramientas. Incluye sistema de último descenso manual en caso de agotar la batería, es plegable, fácil de transportar y con paro de emergencia. Ancho total: 62 cm Fondo total: 100 cm Elevación en sedestación: de 62 a 159 cm Peso total de la grúa: 36 kg Peso máximo del usuario: 150 kg