



GRUA ELEVADORA CON ARNES SUNRISE SUNLIFT MICRO

Grúa elevadora sunrise medical sunlift MICRO. Uno de los modelos más pequeños y estrechos del mercado. Incluye arnés de ajuste rápido sunrise. Idea para usar en el interior de domicilios debido a sus pequeño tamaño y maniobrabilidad.

[Saber Más](#)

Referencia: 1265

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

Descripción

Permite elevar una persona del suelo hasta la cama. Ideal para movilizaciones cama-silla y viceversa. 130 Kg de peso máximo de elevación Capacidad de elevación hasta los 1.590 mm Altura mínima de la percha 350 mm Medidas y especificaciones: Peso máx usuario: 130 kg Anchura total: 965 mm patas abiertas, 535 mm patas cerradas Longitud total: 1.010 mm máx, 970 mm min Altura total: 1.835 mm (altura de la percha 1.590 mm) Altura total mínima: 1.085 mm (altura de la percha 350 mm) Holgura sobre el suelo: 20 mm Rueda delantera: 75 mm Rueda trasera: 100 mm Material: Acero Tipo de grúa: Grúa de elevación para 130 kg