

GRUA ELEVADORA CON ARNES SUNRISE SUNLIFT MINI

La grua sunlift mini es una de las gruas más compactas del mercado. Ligeramente más grande que la sunlift micro. Es ideal para usar dentro de domicilios particulares. Incluye un arnés de ajuste rápido. Ideal para transferir pacientes de cama a silla.

[Saber Más](#)

Referencia: 1266

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)



Descripción

130 Kg de peso máximo de elevación Capacidad de elevación hasta los 1.628 mm Altura mínima de la percha 513 mm especificaciones: Peso máx usuario: 130 kg Anchura total: 940 mm patas abiertas, 540 mm patas cerradas Longitud total: 1.130 mm máx, 1.065 mm min Altura total: 1.870 mm (altura de la percha 1.628 mm) Altura total mínima: 1.280 mm (altura de la percha 513 mm) Holgura sobre el suelo: 20 mm Rueda delantera: 75 mm Rueda trasera: 100 mm Material: Acero Tipo de grúa: Grúa de elevación para 130 kg