



GRUA ELEVACION WINNCARE E130 + ARNES MALLA PVC

Grúa virmedic E130 con arnés de malla en U incluido. Grúa eléctrica compacta domiciliaria validada para levantar hasta para 130 kg de peso. de Winnicare (Virmedic).

[Saber Más](#)

Referencia: 2050

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

Descripción

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS Precio con arnés básico en U talla mediana. PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS • Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta 130 kg • Ergonómica: recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,68 m Práctica: • Ligera y compacta para domicilios y colectividades • Fácil de desmontar en 2 partes • Fácil de transportar y almacenar • Maniobrable gracias a las ruedas dobles • Peso: 36,35 kg • Rotación de la percha de 360º Seguridad: • Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida • Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado • Alarma sonora: aviso de batería baja • Sistema de bajada de emergencia eléctrico