

HAMACA DE BAÑO INFANTIL OTTER



La hamaca de baño infantil OTTER da un apoyo postural y cómodo para el usuario durante el baño. Adaptable tanto en la ducha como en la bañera. Es posible plegarla con facilidad para almacenarla o transportarla.

[Saber Más](#)

Referencia: 6890

Precio: €299.00

Categorías: [WC Y BAÑO INFANTIL](#)

Descripción

La silla de baño OTTER es un sistema de baño que da apoyo postural al niño o niña durante el baño, ya sea en la bañera o en la ducha. El asiento y el respaldo son regulables con 5 ángulos a elegir según las necesidades del usuario. Dispone de patas antideslizantes ajustables en altura hasta los 18 cm para colocarlo a la altura ideal del cuidador. Hay distintas correas que permiten ajustar la posición y la postura del usuario al asiento, así como mejorar su seguridad. Incluye soportes en la cabeza que son regulables en anchura y altura para mayor comodidad. De la misma forma se pueden usar como soportes laterales. La silla está fabricada con un chasis de plástico duro y ligero muy fácil de limpiar. El tejido de la silla es suave y fácil de desmontar y montar para lavarlo a máquina. Se trata de una silla pequeña y plegable que facilita su almacenamiento y su transporte. La silla Otter se fabrica con distintas tallas (S, M, L). El precio indicado en la web corresponde a la silla de talla mediana. Si estáis interesados en otras tallas consultadlo con nosotros y os hacemos un presupuesto personalizado. Las características de la silla Otter son las siguientes: OTTER S Ancho asiento: 37 cm Profundidad asiento: 33 cm Altura respaldo: 45 cm Altura asiento: 5-18 cm Altura usuario: 91 cm Peso máximo usuario: 30 kg OTTER M Ancho asiento: 37 cm Profundidad asiento: 33 cm Altura respaldo: 64 cm Altura asiento: 5-18 cm Altura usuario: 81-127 cm Peso máximo usuario: 55 kg OTTER L Ancho asiento: 37 cm Profundidad asiento: 42 cm Altura respaldo: 81 cm Altura asiento: 5-18 cm Altura usuario: 117-173 cm Peso máximo usuario: 75 kg