



# HOMBRERA ELASTICA FUNCIONAL THERAGO DE ORLIMAN

La hombrotera THERAGO de Orliman está fabricada de un tejido fino y elástico que ofrece estabilización, sujeción y compresión en el hombro para disipar las tensiones musculares y descargar la articulación. Diseñada para ser utilizada en ambos brazos.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 7445

**Precio:** €49.00

**Categorías:** [ORTESIS DE HOMBRO](#)

## Descripción

La hombrotera THERAGO de Orliman está pensada para ser utilizada para estabilizar y sujetar el hombro, a la vez que se descarga la articulación disipando las tensiones musculares. Está especialmente indicada para mejorar procesos de distensión y contusión muscular, desgarró o rotura de fibras musculares, esguinces o subluxaciones, tendomiopatía, artrosis e irritación postoperatoria y postraumática. Está diseñada con un tejido fino y ligero, altamente transpirable. Bilateral, con posibilidad de utilizar en ambos brazos si es necesario. Para escoger talla es necesario medir el perímetro del brazo y mirar la tabla de medidas siguiente: TALLAS: - Talla 1: 22-26 cm - Talla 2: 26-31 cm - Talla 3: 31-37 cm - Talla 4: 37-44 cm - Talla 5: 44-51 cm Si tenéis cualquier duda a la hora de escoger talla no dudéis en poneros en contacto con nosotros.