

INMOVILIZADOR CLAVICULA INFANTIL OP1130 ORLIMAN TALLA

Immobilizador de clavícula infantil indicado para tratamientos para fracturas de clavícula alineando los segmentos fracturados, como vendaje de 8 de guarismo o de recordatorio postural.

[Saber Más](#)

Referencia: 11414

Precio: €22.90

Categorías: [ORTESIS INFANTILES](#)

Descripción

Fabricado en panal, rizo y foam acolchado con fundas de neopreno en los tirantes, pasadores en la parte posterior y cierres de microgancho para ajustar la tensión de la ortesis. Los velcros se pueden desmontar en caso necesario para acortar la longitud del tirante, ajustándolo así a las peculiaridades físicas de cada paciente. La almohadilla dorsal está confeccionada con material acolchado para incrementar el confort del paciente. Los tirantes son de velour rígido para conseguir una correcta inmovilización de los hombros en retropulsión. Tallas (contorno pectoral): 1: 48-58 cm (2-6 años aprox) 2: 58-72 cm (6-12 años aprox)