



INMOVILIZADOR RODILLA COOL X-ACT ROM POST OP 11-2151-9 DJO

Ortesis postoperatoria articulada monocéntrica de rodilla ROM cool X-ACT de Donjoy. Al requerir adaptación y prescripción, la web no permite su envío a domicilio. Financiable con receta PAO Catalunya.

[Saber Más](#)

Referencia: 388

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

La X-Act ROM es la ortesis post quirúrgica de rodilla más ligera de DonJoy. Proporciona una inmovilización cómoda, sistema antideslizante y protección durante todo el proceso postoperatorio. La X-Act ROM es extraordinariamente rápida y fácil de adaptar. El foam antideslizante y la suspensión dinámica, proporcionan un perfecto ajuste tras la cirugía. Las hebillas ofrecen un mecanismo de fácil liberación tipo clip que permiten la sujeción de forma rápida y sencilla. Las articulaciones de aluminio proporcionan protección y un cómodo ajuste del rango de movimiento en extensión de -10° a 90° y en flexión de -10° a 120° . Único revestimiento de espuma adhesiva que proporciona puntos de contacto entre la pierna y la ortesis para reducir el deslizamiento. Hebillas de clip para un ajuste más rápido. Sistema telescópico Tele-Fit muy sencillo para ajustar la longitud de la ortesis.