



MESITA AUXILIAR PARA CAMA 2 PLANOS MARRON GRADUABLE 2167 SUCESORES

Mesita auxiliar de dos planos, uno siempre fijo y otro de inclinación graduable. Ideal para dejar objetos delicados o derramables, mientras se usa el plano inclinado. Recomendable para usar en la cama.

[Saber Más](#)

Referencia: 2896

Precio: €109.00

Categorías: [MESITAS AUXILIARES](#)

Descripción

Mesa auxiliar abatible. Dividida en dos partes, una de ellas graduables hasta 45º y su parte menor fija, esto hace que sea más práctica en su uso. Fabricada en acero cromado y madera laminada. Regulable en altura. Tiene 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con bloqueo.. Peso máx.: 20 Kg.