



# MESITA AUXILIAR PARA CAMA CON DOBLE TABLERO AYUDAS AD681

Mesita auxiliar ideal para colocar junto a la cama AD681. Permite comer o leer en la cama. Sus dos planos evitan derrames involuntarios.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4826

**Precio:** €105.00

**Categorías:** [MESITAS AUXILIARES](#)

## Descripción

Mesita con el plano mayor basculante hasta 90° en ambas direcciones, y el pequeño, fijo. Borde externo para evitar la caída de los objetos. mesa fija: 20x38 cm mesa basculante: 60 x 38 cm Altura graduable: 70 -110 cm Altura patas: 8,5 cm