



MESITA AUXILIAR PLEGABLE AD688 AYUDAS

Mesita auxiliar PLEGABLE ad 688 para cama o sillón de un plano basculante y mástil principal de dos posiciones. El tablero tiene un borde externo para evitar la caída de los objetos. Se puede plegar cuando no se usa.

[Saber Más](#)

Referencia: 8507

Precio: €109.00 El precio original era: €109.00. ~~€89.00~~ El precio actual es: €89.00.

Categorías: [MESITAS AUXILIARES](#)

Descripción

Elegante mesita graduable en altura y plegable. Disponible en marrón o blanco El tablero bascula hasta 90º en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80º para acercarlo más al usuario si es necesario. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Medidas: TABLERO: 60 x 40 cm ALTURA MESA: de 61 a 94 cm BASE: 50 x 42 cm ALTURA PATAS: 10cm