



# MULETA DE ALUMINIO LIGERO INDESMED COLORES VARIADOS 1 UNIDAD

Muletas de gama alta de aluminio ligero. Diseño moderno y atractivo. Diferentes tallas disponibles (a escoger en función de la altura del usuario).

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3405

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [BASTONES Y MULETAS](#)

## Descripción

Peso: 400 g Carga máxima: 100 kg Tallas: Talla recomendada en función de la estatura XL 185cm / 195cm h=118cm L 175cm / 185cm h=110cm M 165cm / 175cm h=105cm S 155cm / 165cm h=100cm COLORES: AZUL ZEN GRIS TITANIO NARANJA ELÉCTRICO MORADO JUPITER