



# MULETA DE FIBRA DE CARBONO INDES0001 1 UNIDAD

Muleta de fibra de carbono ultraligera. Sólo 220 g por muleta. Capacidad hasta 100 kg. Abrazadera de plástico ABS y puño graduable en altura con protector de silicona en diversos colores.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3404

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [BASTONES Y MULETAS](#)

## Descripción

Colores PUÑO: Negro, Naranja, Morado, Gris Tallas: Talla XL De 185 a 195 cm h=118cm Talla L De 175 a 185 cm h=110cm Talla M De 165 a 175 cm h=105cm Talla S De 155 a 165 cm h=100cm Puño y abrazadera graduables. Contera de nylon de bajo peso.