



MULETA PLEGABLE ALUMINIO ESENIUM 10206 1 UNIDAD

Bastón inglés tipo muleta plegable esenium BIP. Muleta de gama alta, poco peso, capacidad hasta 130 kg, con silenciador y clip de seguridad. Incluye contera antideslizante Xavi Tac de 55 mm de diámetro de máxima seguridad. Ideal para viajes...

[Saber Más](#)

Referencia: 3060

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [BASTONES Y MULETAS](#)

Descripción

Fabricado en aluminio. Acabado en anodizado azul. Con brazalera monobloc y empuñadura blanda. Peso max. del usuario: 130 kg. Peso del bastón: 600 gr. Longitud una vez plegado: 57 cm. Se suministra con una funda de transporte.