



MULETA PUÑO CON ANATÓMICO AD112

Muleta de aluminio de gran estabilidad y regulable en altura, con puño anatómico blando (antibacterias). Por seguridad incorpora 2 reflectantes: uno delante y otro detrás. Sistema "Anti - Ruido" integrado entre los tubos, permite una marcha silenciosa.

[Saber Más](#)

Referencia: 11505

Precio: €19.50

Categorías: [BASTONES Y MULETAS](#)

Descripción

Características: - Color: azul - Peso máximo del usuario: 140 kg - Medida de codera al puño: 23 cm - Medida del puño al suelo: de 76 a 96 cm