

MUÑEQUERA FERULA ACTIMOVE MANUS FORTE PLUS PULGAR



Muñequera con férula semirígida. Incluye una férula volar o palmar de aluminio moldeable y dos férulas dorsales de termoplástico para ofrecer una buena sujeción. Ideal para rizoartrosis, síndrome de quervain, tunnel carpiano...

[Saber Más](#)

Referencia: 1052

Precio: €35.50

Categorías: [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

Descripción

férula actimove semirrígida, ajuste con velcro, 2 colores disponibles: beige o negro: tallas: (contorno muñeca) XS: menos de 14 cm S/M: 14- 19 cm L/XL: 19-23 cm Este artículo debería ser adaptado por un profesional. Además la elección de la talla puede variar en función de la forma de la mano y el antebrazo, por lo que recomendamos que nos visiten para escoger la talla y modelo más adecuado.