

# MUÑEQUERA FERULA ACTIMOVE MANUS FORTE SIN PULGAR



Muñequera con férula semirígida. Incluye una férula volar o palmar de aluminio moldeable y dos férulas dorsales de termoplástico para ofrecer una buena sujeción. Ideal para rizoartosis, síndrome de quervain, tunel carpiano... No inmoviliza el dedo pulgar.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 617

**Precio:** €32.50

**Categorías:** [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

## Descripción

férula actimove semirrígida, ajuste con velcro, 2 colores disponibles: beige o negro: tallas: (contorno muñeca) XS: menos de 14 cm S/M: 14- 19 cm L/XL: 19-23 cm Este artículo debería ser adaptado por un profesional. Además la elección de la talla puede variar en función de la forma de la mano y el antebrazo, por lo que recomendamos que nos visiten para escoger la talla y modelo más adecuado