



MUÑEQUERA LIGAFLEX CLASSIC OPEN

Muñequera Ligaflex Open Classic ambidiestra, con abertura total para una fácil colocación.

[Saber Más](#)

Referencia: 2830

Precio: €33.50

Categorías: [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

Descripción

Inmovilización: estancia palmar rígida, anatómica y conformable que restringe el movimiento articular.
Comodidad: forro aireado para un uso confortable. **Facilidad de colocación:** diseño abierto que facilita la colocación y retirada, útil en caso de edema. Modelo bilateral. **Indicaciones:** Esguince de muñeca. Fractura no quirúrgica de la muñeca. Inmovilización postraumática o postoperatoria de la muñeca. Tendinopatías de la muñeca. Tratamiento conservador del síndrome del canal carpiano. Epicondilitis lateral (codo de tenista). Artritis reumatoide. Artrosis de la muñeca Disponible en 2 tallas: medir perímetro de la muñeca Talla 1 13 cm - 17 cm Talla 2 17 cm - 23 cm