



# MUÑEQUERA MANUTEC FERULA PALMAR/DORSAL 4º Y 5º METACARPIANOS MF-I95

Ortesis especialmente diseñada para lesiones de 4º y 5º metatarsiano. Mediante adaptación personalizada. IZQUIERDA

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4702

**Precio:** €40.00

**Categorías:** [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

## Descripción

Muñequera confeccionada con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel permitiendo el libre movimiento de los dedos. Las férulas palmar y dorsal son de aluminio maleable, para una sujeción de la muñeca y dedos más independiente, según los ángulos deseados. De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión. Indicaciones: Fractura del 4º o 5º metacarpianos (fracturas de boxeador). Traumatismos en la muñeca, mano y 4º o 5º dedos. Luxaciones y esguinces. Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático. Efectos: Inmovilización de la muñeca, mano, 4º y 5º dedos. Alivio del dolor. Color: Negro Talla: perímetro muñeca en cm talla 1: 14-16 talla 2: 16-18 talla 3: 18-20