



# MUÑEQUERA PULGAR LIGAFLEX RHIZO THUASNE TALLA

Estabilizador de pulgar con tirante metálico que mantiene la articulación del pulgar en posición neutra.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2800

**Precio:** €29.90

**Categorías:** [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

## Descripción

Estabilizador de pulgar para artrosis de pulgar (rizoartrosis), o inmovilización en caso de dolor o de traumatismo del pulgar. Ferula con forro aireado para mayor comodidad. Consta de una abertura a lo largo del pulgar para reducir el riesgo de presión dolorosa. El diseño favorece los movimientos de agarre y pellizco y la amplitud de movimiento de la muñeca. Facilidad de colocación: 2 correas autoadherentes facilitan la colocación y la extracción. Disponible en 2 tallas e izquierda/derecha - Talla 1 13 cm - 17 cm (contorno de la muñeca) - Talla 2 Talla 2 17 cm - 23 cm (contorno de muñeca)