



# PACK CAMA ARTICULADA CON CARRO ELEVADOR DALI CON COLCHÓN VISCO Y TRAPECIO INCLUIDO

Pack de cama articulada con carro elevador Dali con colchón viscoelástico antiescaras Combiflex y trapecio incluido. Medidas: 90x200cm.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 7556

**Precio:** €1,350.00

**Categorías:** [CAMAS ARTICULADAS](#)

## Descripción

Pack de cama articulada con carro elevador Dali con colchón viscoelástico antiescaras Combiflex y trapecio incluido. La cama articulada Dali con carro elevador es una cama de madera discreta y elegante. Tiene un somier de lamas de madera de 90 x 200 cm. Está articulada en 4 planos para un mayor confort del usuario. Dispone de barandillas de madera en ambos lados para prevenir las posibles caídas. La altura de la cama es regulable de 32 cm a 72 cm aproximadamente. La posición más baja protege al usuario de lesiones por caídas, mientras que las posiciones más altas permiten a la cuidadora o el cuidador trabajar en una posición más cómoda. El respaldo, las piernas y el carro elevador se regulan electrónicamente por motores. Las funciones del mando pueden bloquearse si fuera necesario de forma independiente para impedir el uso no deseado de alguna o todas sus funciones. Esta cama permite adoptar una posición confort (inclinando la cama de forma que quede el cabezal más alto. Resulta muy útil en problemas respiratorios, reflujo o sencillamente para ver la tele o leer. (ver imagen) El colchón viscoelástico COMBIFLEX es ideal para prevenir la aparición de llagas en las personas encamadas durante largos periodos. Diseñado para la profilaxis de las úlceras de decúbito en pacientes con riesgo mediano o alto. Fabricado con espuma H.R. de alta densidad. La espuma viscoelástica de 80 kg/m<sup>3</sup>, con efecto memoria, es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo. Viene con una funda impermeable y transpirable de poliuretano hipoalérgico, antibacterias y antihongos. CARACTERÍSTICAS CAMA DALI: Adjuntas en la imágenes. Peso máximo: 185 kg. CARACTERÍSTICAS COLCHÓN COMBIFLEX: - Ancho: 90 cm - Largo: 200 cm - Alto: 15 cm - Peso máximo: 110 kg Montaje básico incluido en Mataró o alrededores. Para cualquier pregunta no dudéis en preguntarnos.