


PAR DE BARANDILLA ABATIBLES DE 4 TUBOS PARA CAMA AD952/4



Par de barandillas abatibles para cama de 4 tubos. Ideales para mejorar el descanso del usuario y de la persona a su cuidado. Evita caídas y la huída de la cama. Adapatación fácil a la mayoría de las camas.

[Saber Más](#)

Referencia: 8089

Precio: €180.00

Categorías: [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

Descripción

Par de barandillas abatibles para cama de 4 tubos para dar más altura de seguridad. Ideales para mejorar el descanso del usuario y de la persona a su cuidado. Evita caídas y la huída de la cama. Adapatación fácil a la mayoría de las camas sin precisar ninguna herramienta para su intalación. Se suben y quedan aseguradas de forma automática. Para bajarlas sólo hay que desbloquear el seguro tirando de un pomo. Se suministra por pares. Fabricado en acero cromado. Medidas: Largo: 138 cm Alto: 52 cm Anclaje: 42 x 85 mm