



## PAR MULETAS INFANTIL ESTAMPADO DEPORTE

Muleta infantil de aluminio. Regulable en altura. Se vende por parejas. Estampado de deporte.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 13616

**Precio:** €38.00

**Categorías:** [BASTONES Y MULETAS](#)

### Descripción

El bastón inglés infantil estampado es una ayuda técnica para la movilidad. Sirve para facilitar la marcha y aumentar la estabilidad. Fabricado en aluminio y empuñaduras de PVC Bastón integral regulable en su parte inferior: 77 -100 cm Peso máximo: 90 kg Diámetro de la contera: 19 mm. NO SE VENDEN UNIDADES POR SEPARADO. SE VENDE LA PAREJA