

# RAMPA PORTATIL PLEGABLE SCALA MINI 40 X 75 CM

Rampa portátil plegable de aluminio "Scala Mini". Rampa ideal para salvar pequeños desniveles: umbrales, ducha..

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3567

**Precio:** €115.00

**Categorías:** [RAMPAS](#)



## Descripción

Rampa portátil y plegable de aluminio. Tan solo 3,3 kg de peso. Muy fácil de guardar y transportar. Solución ideal para marcos de puertas correderas, cambios de pavimento... Medidas: Longitud: 40 cm Ancho útil: 75 cm Ancho plegada: 20 cm Peso total: 3.3 Kg Capacidad: 300 kg