



REPOSE KIT COJIN ANTIESCARAS + FUNDA + BOMBA KRPK110C620

Repose cojín antiescaras con funda + bomba para prevención de las úlceras por presión.

[Saber Más](#)

Referencia: 16267

Precio: €210.00

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

Se compone de 6 cámaras de poliuretano y de aire interconectadas. Las 2 cámaras exteriores son más anchas, ofreciendo una mejor estabilidad proporcionando una completa descarga de presión en la zona del sacro. • Características de la película de poliuretano: extensible hasta el 600%; elasticidad multidireccional; transpirable, neutral a las temperaturas; permeable al aire; impermeable a los líquidos y a las bacterias; antialérgico; radio transparente. • Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla. • El embalaje cilíndrico sirve al mismo tiempo de bomba de inflar. • Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada presión interna de 12 mm Hg. • Prevención de las úlceras por presión. • Ayuda a la cura de las UPP en los estadios I - IV. • Alivio del dolor. • Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de fenol. DISPONIBLE EN 2 MEDIDAS: 40X40 Y 45X45