

# RESPALDO VISCOELASTICO PARA SILLA DE RUEDAS H4101 RELAX



Respaldo anatómico viscoelástico para silla de ruedas. Su forma recoge la zona lumbar y ayuda a mantener al paciente "centrado" en el respaldo de la silla. Su espuma previene la formación de escaras en las apófisis espinosas de la espalda.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1748

**Precio:** €89.90

**Categorías:** [ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS](#)

## Descripción

Previene las úlceras por presión, al mejorar significativamente la distribución de las presiones, a la vez que su forma anatómica proporciona un gran confort. Los soportes laterales protegen la zona dorsal y el soporte lumbar favorece la adopción de la postura correcta. 3 cm de grosor, para sillas de 36 a 45 cm de anchura de asiento. FORMA ANATÓMICA Dos tipos de viscoelástico: Viscoelástico BLANCO: Viscoelástico blando, libera las presiones de la zona vertebral, favorece un correcto ajuste dorsal y proporciona una gran comodidad. Viscoelástico AZUL: Viscoelástico firme, transfiere la presión de las zonas de alto riesgo de escaras a zonas de menor riesgo y ayuda a mejorar la estabilidad lateral. Funda con 3 materiales: Poliuretano de gran elasticidad y muy resistente. Impermeable y transpirable Tejido resistente a la abrasión y al uso intensivo. Tejido técnico altamente resistente en la zona de mayor desgaste