



RODILLERA ARTICULADA ESTABILIZADORA THERAGO DE ORLIMAN

La rodillera articulada estabilizadora THERAGO de Orliman está pensada para dar estabilidad, sujeción y compresión de la rodilla cuando hay problemas de inestabilidad rotuliana o lesiones en el menisco entre otras indicaciones. Tejido muy transpirable.

[Saber Más](#)

Referencia: 7336

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

La rodillera elástica con articulaciones THERAGO de Orliman está indicada para problemas de inestabilidad rotuliana y mediolateral, para lesiones en el menisco, esguinces y contusiones, afecciones tendinosas o para mejorar el derrame e hinchazón por artrosis y artritis. Se trata de una ortesis evolutiva ya que incluye unas articulaciones policéntricas que estabilizan la articulación, acompañan al movimiento y evitan la hiperextensión de la rodilla pero que son extraíbles, al igual que las cinchas extraíbles que dan una compresión personalizada. De esta forma cuando hay una mejora de la lesión la rodillera se puede ir adaptando a nuevas necesidades. Dispone de un rodete viscoelástico con refuerzo para protección tibial y descarga del tendón rotuliano, favoreciendo un buen control de la trayectoria de la rótula. El rodete dispone de puntos de relieve que aplican un efecto de micromasaje que favorece la reabsorción de edemas y hematomas durante el movimiento de la rodilla. Para escoger correctamente la talla ver imagen adjunta y si tenéis cualquier duda poneros en contacto con nosotros.