



## RODILLERA ELASTICA SIN FLEJES ORLIMAN TN210 ELEGIR TALLA

Rodillera elástica compresiva orliman elastic TN210. Rodillera elástica confortable y suave con almohadillado interior de neopreno poroso para proteger la zona de la rótula. Tallas S, M, L, largo 24 cm

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1945

**Precio:** €15.00

**Categorías:** [ORTESIS DE RODILLA](#)

### Descripción

Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort. Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da la ortesis una mejor adaptación. Todas las prendas Orliman Elastic incluyen en su interior un acolchado de neopreno colocado estratégicamente para una mayor protección. (Efecto calor). Indicaciones: Artritis y artrosis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, ligeras contusiones, traumatismo e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios. TALLAS: (Perímetro de rodilla en cm) 1 32-36 cm 2 36-41 cm 3 41-48 cm