



RODILLERA ENVOLVENTE C FLEJES -U- 6119 ORLIMAN NEGRA TALLA UNICA

Rodillera envolvente Orliman 6119 negra talla única. Ideal para muslos cónicos, para poner encima de la ropa, para personas con movilidad reducida... con flejes laterales y rodete rotuliano.

[Saber Más](#)

Referencia: 1850

Precio: €35.50

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

Rodillera textil en material tricapa elástico transpirable. Confeccionada en velour elástico (zona rodilla) y tejido elástico (zona cinchas). Formada por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación, con puntos de silicona en su interior para evitar la migración de la ortésis. Rótula abierta que incluye rodete rotuliano, flejes medio-laterales y abertura en la zona poplítea. Efectos: Compresión, soporte y estabilidad. Indicaciones: Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo. Pacientes que por su especial morfología requieren una rápida y fácil colocación. Altura: 28 cm