



RODILLERA ENVOLVENTE NEOPRENO CON RODETE SILICONA Y FLEJES 4116

Rodillera estabilizadora de neopreno ajustable mediante cinchas.

[Saber Más](#)

Referencia: 8578

Precio: €49.00

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

Rodillera con rodete rotuliano ajustable fabricada en neopreno. Apropriada para problemas rotulianos o para inestabilidades leves de rodilla. tallas: contorno rodilla ligeramente flexionada: Talla 1 Perímetro de 32 a 34 cm Talla 2 Perímetro de 34 a 36 cm Talla 3 Perímetro de 36 a 38 cm Talla 4 Perímetro de 38 a 41 cm Talla 5 Perímetro de 41 a 44 cm Talla 6 Perímetro de 44 a 49cm Derecha o izquierda (sirve para los dos lados)