

RODILLERA ESTABILIZADORA LIGASTRAP GENU THUASNE TALLA

Rodillera elástica estabilizadora no articulada Ligastrap Genu thuasne. Recomendable para estabilizar la articulación de rodilla en la práctica deportiva o para usos intensivos. Rodillera para ligamentos con cinchas funcionales ajustables con velcro.

[Saber Más](#)

Referencia: 2805

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

Rodillera con cinchas elásticas ajustables. Emula un vendaje estabilizador para dar estabilidad a la rodilla sin usar barras rígidas ni articulaciones. Tallas: Contorno de rodilla en cm: 1: 32-34 cm 2: 35-37 cm 3: 38-41 cm 4: 42-45 cm 5: 46- 49 cm 6: 50-53 cm