



# RODILLERA ORLIMAN SPORT OS6211, FLEJES Y RODETE ROTULIANO SELECCIONAR TALLA

Rodillera con Flejes y almohadilla viscoelástica para rótula Orliman SPORT OS6211. Una rodillera con una muy buena relación calidad/precio. Buenos acabados. Indicada para inestabilidades rotulianas y otras molestias.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2115

**Precio:** €23.90

**Categorías:** [ORTESIS DE RODILLA](#)

## Descripción

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita rozamientos molestos. Muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo e incluye estabilizadores laterales obteniendo un mejor control medio-lateral. Efectos: El efecto masaje conseguido por el tejido compresivo y la almohadilla rotuliana, mejora la circulación y favorece una reabsorción más rápida de hematomas y edemas. Zonas de confort confeccionadas en tejido de punto suave para evitar opresiones y compresiones no deseadas. Indicaciones: Artritis, artrosis, traumatismos e inestabilidades leves de la rodilla, procesos inflamatorios. Soporte y protección para actividades deportivas y laborales. TALLAS PERÍMETRO CM 1 32-36 2 36-41 3 41-48