



## ROLATOR DELTA CON FRENO DE MANO AD240

Caminador de tres ruedas con freno de mano. Incorpora una práctica cesta, una bandeja y una bolsa para llevar objetos. Fácil de trasladar.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6320

**Precio:** €105.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

### Descripción

Caminador de tres ruedas con freno de mano. Incorpora una práctica cesta, una bandeja y una bolsa para llevar objetos. Fácil de trasladar. Diseñado especialmente para maniobrar en espacios reducidos. Con un radio de giro mínimo puede girar sobre sí mismo incluso en pasillos estrechos. Los puños son graduables de altura y llevan frenos para controlar mejor la marcha. Se puede plegar fácilmente, y es ligero para facilitar el transporte. Peso total: 6.5kg Peso máximo: 100kg Ancho: 69kg Alto graduable: 82-93cm Fondo: 59cm