



## ROLLATOR CARRO DE LA COMPRA CON ASIENTO

Carro-compra con asiento negro Función andador y carro de la compra. 3 posiciones para bloqueo de ruedas. Dispone de freno en las ruedas traseras accionándose mediante una varilla-palanca bajo el reposamanos. Con 3 posiciones para ajustar la altura del

[Saber Más](#)

**Referencia:** 12184

**Precio:** €125.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

### Descripción

Ficha técnica: Longitud total: 50cm Ancho tota: 42cm Alto total: 96cm Ancho asiento: 34cm Prof. asiento: 36cm  
Altura suelo asiento : 46cm Peso máximo usuario: 80kg