



ROLLATOR DE ALUMINIO ROLER AD160 FRENO PRESION

Caminador rollator con freno por presión, asiento, cesta y ruedas delanteras giratorias. Ligero y con buenos acabados AD160 ROLER. Freno por presión (frena al apoyarse con firmaza)

[Saber Más](#)

Referencia: 4561

Precio: €125.00

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Andador rolator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar. Freno por presión en los puños, queda frenado al presionar sobre los puños o el asiento. Recomendado para personas con poca fuerza en los manos o con problemas cognitivos. Incorpora un cómodo asiento acolchado de 30 x 30cm y una cesta porta objetos de tejido que no hace falta extraer para plegar el caminador. peso total: 5 kg capacidad: 90 kg Ancho total 58 cm